

Norsk

Wear’N’Go

Anklestøtte

Funksjon:

Gir lett støtte, kompresjon, varme og stabilitet til Ankelen. Materialet øker blodsirkulasjonen og lindrer ubehag. Produktet egner seg godt til bruk både i idrett og ved rehabilitering etter skader eller plager.

Bruksanvisning:

- Ta tak i produktet og trekk opp over ankelen.
- Trekk produktet over ankelen slik at silikonputen omslutter anklene, tærne er fri og at sirkelen på produktet er plassert på hælen.
- For å ta av produktet, grip nederst i produktet oppfor tærne og trekk produktet av foten/ankelen.

Størrelser:

- Ta mål som beskrevet på emballasjen.
- Finn riktig størrelse ved å bruke størrelsesguiden på emballasjen.

Materialer:

Se emballasjen.

Vaskeinstruksjoner:

Følg anvisningene på emballasjen.

Viktig informasjon:

- Bruk produktet med forsiktighet og på hensiktsmessig måte.
- Ikke modifier produktet på upassende vis / Produktets funksjon må ikke endres eller svekkes.
- Må ikke brukes av personer som er overfølsomme for én eller flere av produktets komponenter.
- Produktet er ikke flammesikkert.
- Unngå temperaturer over 120 °C / 248 °F.
- Produktet skal kun brukes til det formålet som er beskrevet ovenfor.
- Anbefalt brukstid er maks 3–4 timer av gangen.
- Prøv produktet for å sikre at det sitter korrekt.
- Ved spørsmål om bruk, kontakt produsenten eller din lokale leverandør.
- Alle brukere anbefales å rådføre seg med helsepersonell før bruk. Idrettsutøvere bør konsultere trener, fysioterapeut eller lege før bruk.
- Bruken skal avsluttes og helsepersonell kontaktes dersom det oppstår smerter, hudirritasjoner, skader eller uvanlige reaksjoner.
- Produktet må ikke brukes direkte på åpne sår.
- Produktet er ment for personer over 18 år.
- Bruk skjer på eget ansvar.

Kasting av produktet: Produkt og emballasje skal kastes i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale miljøforskrifter.

Erstatningsansvar: Produsenten fraskriver seg ansvar i følgende tilfeller:

- Produktet ikke vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen.
- Produktet er kombinert med komponenter fra andre produsenter.
- Produktet brukes utenfor anbefalte forhold, bruksområder eller miljø.
- Skader som oppstår ved feil bruk av produktet.

English
Wear’N’Go – Ankle Support
Fuction:

Provides light support, compression, warmth, and stability to the ankle. The material increases blood circulation and relieves discomfort. The product is well-suited for use in both sports and rehabilitation after injuries or ailments.

Instructions for Use:

- Hold the product and pull it up over the ankle.
- Pull the product so that the silicone pad surrounds the ankle, the toes remain free, and the circle on the product is positioned over the heel.
- To remove the product, grip the lower edge above the toes and pull it off the foot/ankle.

Sizes:

- Measure as described on the packaging.
- Determine the correct size using the size guide on the packaging.

Materials:
See the packaging.

Washing Instructions:

Follow the instructions on the packaging.

Important Information:

- Use the product carefully and appropriately.
- Do not modify the product inappropriately / The function of the product must not be altered or weakened.
- Do not use if you are hypersensitive to any of the product’s components.
- The product is not flame-resistant.
- Avoid temperatures above 120 °C / 248 °F.
- Use the product only for the purpose described above.
- Recommended usage time is a maximum of 3–4 hours at a time.
- Try the product to ensure it fits correctly.
- For questions regarding use, contact the manufacturer or your local supplier.
- All users are advised to consult healthcare professionals before use. Athletes should consult a coach, physiotherapist, or doctor before use.
- Discontinue use and contact a healthcare professional if pain, skin irritation, injury, or unusual reactions occur.
- Do not use the product directly on open wounds.
- The product is intended for individuals over 18 years of age.
- Use is at the user’s own risk.

Disposal:

Dispose of the product and packaging in accordance with applicable local or national environmental regulations.

Liability Disclaimer:

The manufacturer assumes no responsibility in the following cases:

- The product is not maintained as described in the instructions.
- The product is combined with components from other manufacturers.
- The product is used outside of the recommended conditions, areas of use, or environment.
- Injuries resulting from misuse of the product.

Svenska

Wear’N’Go – Fotledsstöd

Funktion:

Ger lätt stöd, kompression, värme och stabilitet till fotleden. Materialet ökar blodcirkulationen och lindrar obehag. Produkten lämpar sig väl för användning vid både idrott och rehabilitering efter skador eller besvär.

Bruksanvisning:

- Ta tag i produkten och dra den upp över fotleden.
- Dra produkten så att silikonkudden omsluter fotleden, tårna är fria och cirkeln på produkten är placerad vid hälen.
- För att ta av produkten, greppa nedtill ovanför tårna och dra av den från foten/fotleden.

Storlekar:

- Mät enligt instruktionerna på förpackningen.
- Hiitta rätt storlek med hjälp av storleksguiden på förpackningen.

Material:

Se förpackningen.

Tvättråd:

Följ instruktionerna på förpackningen.

Viktig information:

- Använd produkten försiktigt och på rätt sätt.
- Modifera inte produkten på olämpligt sätt / Produktens funktion får inte ändras eller försämras.
- Använd inte om du är överkänslig mot någon av komponenterna.
- Produkten är inte flamsäker.
- Undvik temperaturer över 120 °C / 248 °F.
- Produkten ska endast användas för det syfte som beskrivs ovan.
- Rekommenderad användningstid är max 3–4 timmar åt gången.
- Prova produkten för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Vid frågor om användning, kontakta tillverkaren eller din lokala leverantör.
- Alla användare rekommenderas att rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal före användning. Idrottsutövare bör konsultera tränare, fysioterapeut eller läkare.
- Avsluta användningen och kontakta vårdpersonal om smärta, hudirritation,

skador eller ovanliga reaktioner uppstår.

• Använd aldrig produkten direkt på öppna sår.

• Produkten är avsedd för personer över 18 år.

• Användningen sker på eget ansvar.

Kassering:

Kassera produkten och förpackningen enligt gällande lokala eller nationella miljöföreskrifter.

Ansvarsfriskrivning:

Tillverkaren fransäger sig ansvar i följande fall:

- Produkten underhålls inte enligt instruktionerna.
- Produkten kombineras med delar från andra tillverkare.
- Produkten används utanför de rekommenderade förhållandena, användningsområdena eller miljöerna.
- Skador orsakade av felaktig användning av produkten.

Dansk

Wear’N’Go – Ankelstøtte

Funktion:

Giver let støtte, kompression, varme og stabilitet til anklen. Materialet øger blodcirkulationen og lindrer ubehag. Produktet er velegnet til brug både i sport og ved rehabilitering efter skader eller gener.

Bruksanvisning:

- Tag fat i produktet og træk det op over anklen.
- Træk produktet over anklen, så silikonepuden omslutter anklen, tæerne er fri, og cirklen på produktet er placeret ved hælen.
- For at fjerne produktet, grib fat nederst i produktet over tæerne og træk det af foden/anklen.

Størrelser:

- Mål som angivet på emballagen.
- Find den rigtige størrelse ved hjælp af størrelsesguiden på emballagen.

Materialer:

Se emballagen

Vaskeanvisninger:

Følg instruktionerne på emballagen.

Vigtig information:

- Brug produktet med forsigtighed og på passende vis.
- Produktet må ikke ændres eller svækkes.
- Må ikke bruges af personer med overfølsomhed over for nogen af komponenterne.
- Produktet er ikke flammesikkert.
- Undgå temperaturer over 120 °C / 248 °F.
- Brug kun produktet til det formål, der er beskrevet ovenfor.
- Anbefalet brugstid er maks. 3–4 timer ad gangen.
- Kontrollér pasformen før brug.
- Kontakt producent eller lokal leverandør ved spørgsmål.
- Det anbefales at rådføre sig med sundhedspersonale inden brug. Sportsudøvere bør konsultere træner, fysioterapeut eller læge.
- Afbryd brugen og kontakt sundhedspersonale ved smerter, hudirritation, skader eller usædvanlige reaktioner.
- Må ikke anvendes direkte på åbne sår.
- Produktet er beregnet til personer over 18 år.
- Brug sker på eget ansvar.

Bortskaffelse: Bortskaf produkt og emballage i henhold til gældende miljøregler.

Ansvarsfraskrivelse:

Producenten påtager sig intet ansvar for:

- Manglende vedligeholdelse iht. brugsvejledningen.
- Brug af komponenter fra andre producenter.
- Brug uden for anbefalede forhold eller miljø.
- Skader forårsaget af forkert brug.

Suomi

Wear’N’Go – Nilkkatuki

Toiminto:

Tarjoaa kevyttä tukea, kompressiota, lämpöä ja vakautta nilkalle. Materiaali parantaa verenkiertoa ja lieviittää epämukavuutta. Tuote soveltuu hyvin urheiluun ja kuntoutukseen vammojen tai vaivojen jälkeen.

Käyttöohjeet:

- Ota tuote käteen ja vedä se nilkan yli.
- Aseta tuote niin, että silikonipehmuste

ympäroi nilkan, varpaat jäävät vapaiksi ja tuotteen ympyrä asettuu kantapään päälle. Poista tuote tarttumalla sen alaosaan varpaiden yläpuolelta ja vetämällä se pois jalasta/nilkasta.

3.

- Mittaa pakkauksen ohjeiden mukaan.
- Valitse oikea koko pakkauksen kokotaulukon perusteella.

Materialiit:

Katso pakkausta

Pesuhjeet:

Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

Tärkeää tietoa:

- Käytä tuotetta varovaisesti ja oikein.
- Älä muuta tuotetta sopimattomasti / tuotteen toiminnallisuutta ei saa muuttaa tai heikentää.
- Ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä tuotteen osille.
- Tuote ei ole paloturvallinen.
- Vältä yli 120 °C / 248 °F lämpötiloja.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, joka on kuvattu yllä.
- Suositeltu käyttöaika on enintään 3–4 tuntia kerrallaan.
- Varmista oikea istuvuus ennen käyttöä.
- Kysy valmistajalta tai paikalliselta jälleenmyyjältä, jos sinulla on kysyttävää.
- Suosittelemme neuvottelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen käyttöä. Urheilijoiden tulisi kysyä neuvoa valmentajalta, fysioterapeutilta tai lääkäriltä.
- Lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos ilmenee kipua, ihoärsytystä, vammoja tai epätavallisia reaktioita.
- Älä käytä tuotetta avohaavoihin.
- Tuote on tarkoitettu yli 18-vuotiaille.
- Tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Hävitäminen:

Hävitä tuote ja pakkaus paikallisten tai kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Vastuunrajoitus:

Valmistaja ei ole vastuussa:

- Ohjeiden vastaisesta käytöstä tai huollosta.
- Tuotteen yhdistämisestä muiden valmistajien osiin.
- Käytöstä suositeltujen olosuhteiden tai ympäristöjen ulkopuolella.
- Väärinkäytön aiheuttamista vammoista.

Deutsch

Wear’N’Go – Sprunggelenkbandage

Funktion:

Bietet leichte Unterstützung, Kompression, Wärme und Stabilität für das Sprunggelenk. Das Material fördert die Durchblutung und lindert Beschwerden. Ideal für Sport und Rehabilitation nach Verletzungen oder Beschwerden.

Gebrauchsanweisung:

- Halten Sie das Produkt und ziehen Sie es über den Knöchel.
- Ziehen Sie es so, dass das Silikonpolster den Knöchel umschließt, die Zehen frei bleiben und der Kreis auf der Ferse liegt.
- Zum Entfernen greifen Sie unterhalb der Zehen und ziehen das Produkt ab.

Größen:

- Messen Sie wie auf der Verpackung beschrieben.
- Wählen Sie die passende Größe anhand der Größentabelle.

Materialien:

Siehe Verpackung

Waschanleitung:

Befolgen Sie die Angaben auf der Verpackung.

Wichtige Hinweise:

- Vorsichtig und sachgemäß verwenden.
- Keine unsachgemäßen Änderungen / Funktion darf nicht beeinträchtigt werden.
- Nicht verwenden bei Allergie gegen Bestandteile.
- Nicht flammenresistent.
- Temperaturen über 120 °C / 248 °F vermeiden.
- Nur wie angegeben verwenden.
- Tragedauer max. 3–4 Stunden.
- Sitz vor der Nutzung prüfen.
- Bei Fragen: Hersteller oder Händler kontaktieren.
- Vor Nutzung: Arzt oder medizinisches Fachpersonal befragen. Sportler: Trainer, Physio oder Arzt konsultieren.
- Bei Beschwerden oder Reaktionen:

Nutzung beenden, Arzt kontaktieren.

• Nicht direkt auf offenen Wunden verwenden.

• Für Personen ab 18 Jahren.

• Nutzung auf eigenes Risiko.

Entsorgung:

Produkt und Verpackung nach örtlichen Vorschriften entsorgen.

Haftungsausschluss:

Keine Haftung bei:

- Nichtbeachtung der Anleitung.
- Verwendung mit Komponenten anderer Hersteller.
- Nutzung außerhalb empfohlener Bedingungen.
- Schäden durch unsachgemäße Nutzung.

Español

Wear’N’Go – Soporte de Tobillo

Función:

Ofrece soporte ligero, compresión, calor y estabilidad al tobillo. El material mejora la circulación y alivia molestias. Apto para deporte y rehabilitación tras lesiones o dolencias.

Instrucciones de uso:

- Sostenga el producto y deslécelo sobre el tobillo.
- Ajuste de modo que la almohadilla de silicona rodee el tobillo, los dedos estén libres y el círculo quede sobre el talón.
- Para retirarlo, tire desde la parte inferior, por encima de los dedos.

Tallas:

- Mida según las instrucciones del envase.
- Use la guía de tallas para elegir el tamaño adecuado.

Materiales:

Ver el embalaje.

Lavado:

Siga las instrucciones del envase.

Información importante:

- Úselo con cuidado y correctamente.
- No modifcar ni alterar su función.
- No usar si es alérgico a algún componente.
- No es ignífugo.
- Evitar temperaturas >120 °C / 248 °F.
- Solo para el uso indicado.
- No usar más de 3–4 horas.
- Asegure el ajuste antes de usar.
- En caso de dudas, contacte con fabricante o distribuidor.
- Consulte a un profesional sanitario antes de usar. Deportistas: entrenador, fisioterapeuta o médico.
- En caso de dolor, irritación o reacciones: deje de usarlo y consulte a un médico.
- No usar sobre heridas abiertas.
- Para mayores de 18 años.
- Uso bajo responsabilidad propia.

Eliminación:

Desechar según normativa local o nacional.

Exención de responsabilidad:

El fabricante no se hace responsable de:

- Uso o mantenimiento inadecuado.
- Uso combinado con otros componentes.
- Uso fuera de condiciones recomendadas.
- Daños por uso indebido.

Íslenska

Wear’N’Go Ökklastöð

Virkni:

Veitir léttan stuðning, þrýsting, hita og stöðugleika fyrir ökklað. Efnid eykur blóðflæði og dregur úr óþægindum. Varan hentar vel bæði til íþróttaiðkunar og við endurhæfingu eftir meiðsl eða óþægindi.

Leiðbeiningar um notkun:

- Taktu utan um vöruna og dragðu hana upp yfir ökklað.
- Settu vöruna þannig að silíkonpúðinn umlyki ökklað, tærnar séu frjálstar og hringurinn á efninu sé staðsettur á hælunum.
- Til að fjarlægja vöruna, taktu neðst í hana fyrir ofan tærnar og dragðu hana af fæti/ökla.

Stærðir:

- Mældu eins og lýst er á umbúðunum.
- Finndu rétta stærð með því að nota stærðariðfluna á umbúðunum.

Efni:

Sjá umbúðir.

Þvottaleiðbeiningar:

Fylgdu leiðbeiningum á umbúðunum.

Mikilvægar upplýsingar:

- Notið vöruna með aðgát og á viðeigandi hátt.
- Breytið vörunni ekki á óviðeigandi hátt /

Ekki má breyta eða draga úr virkni vörunnar.

- Ekki ætlað þeim sem hafa ofnæmi fyrir einu eða fleiri efni vörunnar.
- Varan er ekki eldheld.
- Förðist hita yfir 120 °C / 248 °F.
- Varan skal eingöngu notuð í þeim tilgangi sem lýst er hér að ofan.
- Mælt er með hámarki 3–4 tíma notkun í einu.
- Prófið vöruna til að tryggja að hún sitji rétt.
- Hafið samband við framleiðanda eða staðbundinn söluáðila ef spurningar vakna um notkun.
- Notendum er eindregið ráðlaegt að ráðfæra sig við heilbrigðisstarfsmann áður en varan er notuð. Íþróttafólk ætti að ráðfæra sig við þjálfara, sjúkrapjálfaða eða lækni fyrir notkun.
- Hætta skal notkun og leita til heilbrigðisstarfsmanns ef verkir, húðerting, meiðsl eða óvenjuleg viðbrögð koma fram.
- Ekki má nota vöruna beint á opin sár.
- Varan er ætluð einstaklingum 18 ára og eldri.
- Notkun fer fram á ábyrgð notanda.

Förgun:

Vara og umbúðir skulu fargað í samræmi við gildandi staðbundnar eða landsbundnar umhverfisreglur.

Ábyrgðarleysi framleiðanda:

Framleiðandi ber ekki ábyrgð í eftirfarandi tilvikum:

- Ef varan er ekki viðhaldin samkvæmt leiðbeiningum.
- Ef varan er notuð með hlutum frá öðrum framleiðendum.
- Ef varan er notuð við aðstæður, í tilgangi eða umhverfi sem ekki eru mælt með.
- Ef tjón verður vegna rangrar notkunar vörunnar.

AssistCo AS
Svaddevegen 125
NO-3660 Rjukan

www.assistco.no